

# Abena Antimikrobiálne Rukavice



Revolúcia vo svete prevencie infekcií  
Poskytujú ochranu pred nozokomiálnymi infekciami

ČO ✓

Abena antimikrobiálne rukavice  
zabíjajú **99,999%**  
vybraných mikróbov\*



\*pozrite presný zoznam mikróbov na ďalšej strane

AKO ✓



**Aktívna ochrana proti HAI**  
(infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou)  
Svetlo a kyslík rýchlo zabíjajú baktérie



**Univerzálne použiteľné rukavice**  
Vyhovujú štandardom MDD (EN455)  
OOP (EN420+EN374)



**Nemajú žiadny vplyv  
na bakteriálnu rezistenciu**



ABENA®

PREČO ✓

Ročný vplyv HAI (IZS) v Európe

Postihnutí pacienti  
**4,1 milióna**

Úmrtia  
**37 000**

Približné náklady  
**7 miliárd EUR**

*„Hlavným kanálom pre prenos infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou je priamy a nepriamy kontakt medzi pacientmi, povrchmi a zdravotníckymi pracovníkmi.“*

Zdroj: WHO (Svetová zdravotnícka organizácia): Prehľad základných informácií o infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou; Nemocničná hygiena a riadenie infekcií.

Vedeli ste?

**Zatiaľ čo konvenčné vyšetrovacie rukavice slúžia iba ako pasívna bariéra medzi mikróbmami a pokožkou, Antimikrobiálne rukavice Abena aktívne znižujú riziko prenosu infekcie zo zdroja na pacienta.**

# Abena antimikrobiálne rukavice

Prvé na svete, ktoré ponúkajú vysokú úroveň antimikrobiálnej ochrany ktorá nie je vylúhovateľná, **Abena antimikrobiálne rukavice stanovujú nový štandard vo svete prevencie infekcií.**

Abena antimikrobiálne rukavice sú novým typom zdravotníckych vyšetrovacích rukavíc so vstavanou antimikrobiálnou technológiou na boj proti infekcii a bez vplyvu na bakteriálnu rezistenciu.

Abena antimikrobiálne rukavice transformujú bežné vyšetrovacie rukavice z pasívnej ochrannej pomôcky na zdravotnícku pomôcku s aktívnou ochranou, ktorá znižuje alebo inhibuje mikrobiálnu kolonizáciu.

## Aktívne pri kontakte

Proces zabíjania baktérií je aktívny okamžite po kontakte s povrchom rukavíc.

Aktívnou zložkou je fotosenzibilizátor, ktorý pri vystavení svetlu generuje singletový kyslík. Tento následne oxiduje proteíny a lipidy baktérií, čo vedie ku zničeniu mikróbov.

Údaje z testov ukázali, že Abena antimikrobiálne rukavice môžu zabiť 99,999% vybraných mikróbov rýchlejšie ako za 5 minút.\*

Stupeň účinnosti sa líši v závislosti od typu baktérie, nakoľko charakter niektorých individuálnych mikróbov je náchylnejší na zničenie ako pri iných.

Účinnosť antimikrobiálnych rukavíc potvrdil aj nášmu regiónu blízky ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlom v Ostravě, Centrum klinických laboratórií.

## Bez vplyvu na pokožku

AMB rukavice boli testované na bezpečné použitie a vplyv na pokožku. Abena AMB rukavice sú nedráždivé, nesenzibilizujúce, netoxické a necytotoxické.

## Baktericídna účinnosť Abena antimikrobiálnych rukavíc\*

MRSA **99,988%** ...>  
do 5 minút

Staphylococcus aureus  
**99,989%** do 1 minúty

Enterococcus faecium  
**99,991%** do 5 minút



<... Enterococcus faecalis (VRE)  
**99,998%** do 1 minúty

<... Streptococcus pyogenes  
**99,998%** do 1 minúty

<... Klebsiella pneumoniae  
**96,471%** do 10 minút

<... E-Colli **99,030%**  
do 15 minút

\*Na základe štandardných testovacích metód ASTM D7907 na stanovenie baktericídnej účinnosti na povrchu zdravotníckych vyšetrovacích rukavíc sú antimikrobiálne rukavice účinné pri usmrcovaní prevládajúcich mikróbov rezistentných na antibiotiká, ako sú MRSA a VRE. Testovacie údaje ukázali, že antimikrobiálne môžu zabiť 99,999% niektorých mikróbov rýchlejšie ako za 5 minút. Výsledok testu je k dispozícii na požiadanie

## Kľúčové vlastnosti



Účinné voči širokému spektru mikróbov



Fotodynamické rýchle zabíjanie



Nevylúhovateľná technológia



Všestranne použitie



Nemajú vplyv na bakteriálnu rezistenciu



Osvedčená bezpečnosť k pokožke

## Antimikrobiálne vyšetrovacie rukavice

Jednorazové vyšetrovacie rukavice ANTIBAKTERIÁLNE Abena Excellent, nepudrované, modré.

CE trieda 1, CAT III. Zodpovedajú štandardom EN455-1,2,3,4.

Dĺžka min. 240 mm, pružnosť minimálne 500%.

Textúrované na špičkách prstov, obojruké, nesterilné. AQL 1.5



<b>XS</b>	obj.č. <b>1000010125</b>	200 ks/bal	10 bal/krt	
<b>S</b>	obj.č. <b>1000010126</b>	200 ks/bal	10 bal/krt	
<b>M</b>	obj.č. <b>1000010127</b>	200 ks/bal	10 bal/krt	
<b>L</b>	obj.č. <b>1000010128</b>	200 ks/bal	10 bal/krt	
<b>XL</b>	obj.č. <b>1000010129</b>	180 ks/bal	10 bal/krt	

## Potrebuje viac informácií alebo pomoc s objednávkou?

Zastúpenie dánskej firmy ABENA A/S pre SR:  
Untraco SR Bratislava [www.abena.sk](http://www.abena.sk)  
[untraco@abena.sk](mailto:untraco@abena.sk) 0908 74 98 96

